

elite ^{360°} fitPRO



Amplitud 14 mm

24 h

Duración de la
batería 24 horas



Rango de
velocidad
1300 rpm - 3200 rpm

elite ^{360°} fitPRO



Elite360°fitPRO es un dispositivo inalámbrico de masaje percusivo de última generación que alivia la rigidez muscular y el dolor localizado, aumenta la circulación sanguínea e incrementa el rango de movimiento. Mejora la salud general de los tejidos blandos del cuerpo.

La FitPro es el resultado de años de desarrollo, el feedback del deportista de élite y la experiencia en el campo de la terapia de percusión.

Nos propusimos conseguir el mejor dispositivo de masaje del mercado a un precio accesible para todos y lo hemos conseguido.



Potente motor 16.8V Brushless con Quite Glide.

Tecnología Sensor presión.

Rango de velocidad:

7 configuraciones de velocidad

1.300 rpm, 1.800 rpm, 2.100 rpm, 2.500 rpm, 2.800 rpm, 3.000 rpm y 3.200 rpm.

Amplitud: 14 mm

Duración de la batería 24 hrs.

Batería recargable de Lithium-ion 4.800 mAh

Tiempo de carga batería: 3 hrs.

Pantalla táctil

8 cabezales

Ligero 0,98 kg de peso.

Diseño ergonómico 8 cabezales intercambiables

Bajo nivel de ruido, 30-40 dB.



Nivel 1		1300 rpm
Nivel 2		1800 rpm
Nivel 3		2100 rpm
Nivel 4		2500 rpm
Nivel 5		2800 rpm
Nivel 6		3000 rpm
Nivel 7		3200 rpm

RECOMENDACIONES DE USO

El dispositivo Elite360° FitPro puede utilizarse, tanto antes de hacer ejercicio para calentar y preparar los músculos, como después del entrenamiento o competición para regenerar y recuperar.

Uso antes del ejercicio **para activación y preparación**. Tiempo: 3-5 minutos / Velocidades Media-Baja (1.300 rpm-2.100 rpm)

Uso después del ejercicio **para relajación**. Tiempo: 5-7 minutos / Velocidades Baja (1.300 rpm)

Uso después del ejercicio **para recuperación**. Tiempo: 5-7 minutos / Velocidades Media-Altas (2.100 rpm-3.200 rpm)



BATERÍA

Potente batería recargable de Lithium-ion 4.800 mAh

Duración de la batería 24 hrs de uso por carga.

Tiempo de carga batería: 3 hrs.

elite ^{360°} fitPRO



Potente motor 16.8V
Brushless con Quite Glide.
Tecnología Sensor presión.

LOW NOISE

**10-20
dB.**

Murmullo
de una voz

**20-30
dB.**

Ruido
en una oficina



Pistola en
funcionamiento

**50-60
dB.**

Conversación
entre amigos

CABEZALES



Cabezal Bola: El accesorio de bola estándar está diseñado para su uso general en grupos musculares grandes y pequeños. Perfecta para aplicar en zonas más sensibles. Recomendación de uso para relajar musculatura. Accesorio de uso cotidiano, ideal para cualquier parte del cuerpo.



Cabezal Horquilla: Se usa para masaje en cuello, cervicales, hombros, tendón espinal y de Aquiles. Perfecto para descargar la zona de la espalda o mejorar la flexibilidad. Músculos más largos como pantorrillas, antebrazos, bíceps y tobillo, área de Aquiles.



Cabezal Plano: Se usa para masaje relajante y para abarcar (adaptar) la forma por cada lado del músculo. Recomendado para grupos o áreas musculares grandes. Recomendado para uso en abdomen, pecho y piernas. Áreas de superficie más grandes como cuádriceps, isquiotibiales, espalda y pecho.



Cabezal Pala: Se usa para relajar los músculos y las inserción de músculos y huesos del cuerpo. El accesorio de pala está diseñado para usar en omóplatos y bandas de TI y se usa comúnmente para movimientos de “raspado” que ayudan a eliminar el ácido láctico de los músculos. Úselo como una pala para expulsar el ácido láctico acumulado en las zonas requeridas.



Cabezal en punta: Cabezal preciso. Se usa para profundizar en articulaciones, palmar y plantar. Recomendado para áreas musculares específicas y localizadas. Para trabajar tejido profundo, puntos de gatillo que se encuentran en glúteos, caderas, trapecio, espalda superior, hombros y otros grupos de músculos complejos.



Cabezal Arco: Es apropiado para el uso en brazos, muslos, cintura y cuello (No seleccione velocidades altas mientras lo usa)



Cabezal Giroscopio: Tejidos Blandos. Es apropiado para masajear tejidos suaves.



Cabezal Aire: Tejidos blandos. Cabezal amortiguador. Es apropiado para uso relajante en articulaciones y músculos sensibles. Para zonas sensibles: parte baja de la espalda, muñecas, tobillos, rodillas, trapecio, zona cuello y cervical.

AI CHIP DE CONTROL INTELIGENTE PROCESA UNA RESPUESTA RÁPIDA

Sistema integrado de ajuste de presión.

La potencia del motor se adapta a la presión aplicada en cada momento.



POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIÓN

- No sumergir en agua. Mantener alejado de líquidos o fuentes de calor. Mantenga los puertos de ventilación libres de polvo y suciedad.
- No quite los tornillos ni intente desmontarlos.
- No la utilice de forma continua durante más de 1 hora. Deje que el dispositivo descanse durante 30 minutos antes de volver a utilizarlo.
- No la cargue sin supervisión ni la deje cargando durante la noche.
- Desenchufe el cargador de la batería del dispositivo después de cargarlo o antes de usarlo.
- Solo para uso de adultos. No lo use si está lesionado. Consulte a su médico antes de usar este producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, INCENDIO Y LESIONES PERSONALES, ESTE PRODUCTO DEBE NO SER UTILIZADO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

- Úselo solo en una superficie del cuerpo limpia y seca sobre la ropa presionando ligeramente y moviéndose por el cuerpo durante aproximadamente 60 segundos por región.
- Use Elite Fit PRO solo en los tejidos blandos del cuerpo según lo necesite sin producir dolor o malestar. No lo use en la cabeza o en el área ósea del cuerpo.
- Use solo los aplicadores que consigan el mejor efecto deseado.
- Pueden producirse hematomas independientemente del ajuste de control o de la presión aplicada. Revise las áreas tratadas con frecuencia y deténgase inmediatamente al primer signo de dolor o malestar.
- Mantenga los dedos, el cabello o cualquier otra parte del cuerpo alejados del eje y la parte trasera del aplicador, ya que pueden producirse atrapamientos.
- No coloque ningún objeto en los orificios de ventilación del Elite Fit PRO.
- No sumerja en agua ni permita que el agua entre por los orificios de ventilación del Elite Fit PRO.
- Recargue solo con el cargador Elite Fit PRO suministrado.
- Examine cuidadosamente el dispositivo y la batería antes de cada uso.
- No manipule ni altere Elite Fit PRO de ninguna manera.
- Nunca deje el Elite Fit PRO en funcionamiento o cargando sin supervisión.



elite  Prevention
Performance
Recovery

elite  fit PRO

