

LE CONSEIL HOPI

Résistant à l'eau, le collier Insectifuge HOPI repousse les parasites. Pour augmenter son efficacité, utilisez-le en début de saison.

LE MODE D'EMPLOI

-  1 Dérouler le collier en tirant sur la languette.
-  2 Fixer le collier autour du cou de l'animal en passant l'extrémité de la lanière dans la boucle. Ne pas serrer le collier (laisser un espace de 2 doigts entre le collier et le cou de l'animal).
-  3 Couper l'excédent à 2 cm après la boucle (laisser un peu plus pour les animaux en croissance).

Remplacer le collier au bout de 4 mois, ou plus tôt lorsqu'il y a un fort risque d'infestation parasitaire.

LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

USAGE EXTERNE. NE PAS FAIRE AVALER. Ne pas utiliser chez les animaux de moins de 3 mois et les femelles en gestation ou en lactation. ATTENTION. Contient GERANIOL, ALPHA HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE, LINALOOL, LINALYL ACETATE. Peut produire une réaction allergique. En cas d'irritation de la peau de l'animal, retirer le collier et rincer abondamment à l'eau claire la zone de contact. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder le sachet ou l'étiquette à disposition. Ne pas utiliser pour attacher l'animal. En cas de forte infestation parasitaire, consulter un vétérinaire. Éliminer le contenu/réceptacle dans un centre d'élimination conforme à la réglementation.

LA COMPOSITION

Biocide TP 19 - Répulsifs et appâts. Extrait de Margosa CAS n° 84696-25-3 (Huile pressée à froid de graines d'*Azadirachta indica* extraite au dioxyde de carbone supercritique 20 g/kg) ; Géraniol CAS n° 104-24-1 (9 g/kg) ; Huile

HOPI



COLLIER INSECTIFUGE



STOP!
PUCES, TIQUES & MOUSTIQUES

 **4** ACTIF MOIS

 À BASE D'EXTRAITS DE PLANTES

 **MIEUX pour DEMAIN!**

FABRIQUÉ EN FRANCE  **SANS COLORANT**

HOPI

 **MIEUX pour votre ANIMAL!**

Le collier Insectifuge HOPI est formulé à base de : Margosier, Lavandin et Géraniol. Actif dès sa mise en place, il agit en repoussant les parasites jusqu'à 4 mois, selon la saison.



 **MIEUX pour DEMAIN!**

FABRIQUÉ EN FRANCE, le collier Insectifuge HOPI est :
- Sans colorant,
- Sans PVC,
- Sans phtalate.

Distribué par : Saint Bernard SAS
80 Avenue de la Gare
80320 ABLAINCOURT PRESSOIR
Tél : 03 22 84 15 44
hopifamily.com - contact@hopifamily.com

Utiliser avant : voir date sur l'emballage.



UFI 63KF-JQQU-GOOF-P4WW



REF : 1406027 - 255133