



LE CONSEIL

**HOPi**

Formulé, élaboré et conditionné en France, ce shampooing repousse les parasites jusqu'à 1 semaine, selon la saison, tout en facilitant le démêlage. Ce flacon en PE est issu à 95% de plastiques recyclés post consommateurs.



**LE MODE D'EMPLOI**

Mouiller entièrement votre compagnon à l'eau tiède. Appliquer une dose de shampooing (1 cuillère à soupe pour 10 kg) et répartir en massant tout le corps, en évitant le contour des yeux, de la bouche et l'intérieur des oreilles. Laisser agir quelques minutes et rincer abondamment. Renouveler toutes les semaines si nécessaire.



**LA COMPOSITION**

Biocide TP 19 - Répulsifs et appâts Extrait de Margosa (Huile pressée à froid de graines d'*Azadirachta indica*) CAS n° 84696-25-3 (0,05%); *Chrysanthemum cinerariaefolium*, extrait de fleurs en pleine floraison et matures obtenu avec solvants hydrocarbonés CAS n° 89997-63-7 (0,04%); Géraniol CAS n° 106-24-1 (0,40%). Composition (INCI) : AQUA, AMMONIUM LAURYL SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, HYDROLIZED WHEAT PROTEIN, SODIUM BENZOATE, GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE.



**LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

USAGE EXTERNE. NE PAS FAIRE AVALER. Ne pas utiliser chez les animaux de moins de 3 mois et les femelles en gestation ou lactation. ATTENTION. Contient : Géraniol, peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Se laver soigneusement les mains après manipulation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de forte infestation parasitaire, consulter un vétérinaire. Éliminer le contenu/récipient dans une installation autorisée d'élimination des déchets. Utiliser les biocides avec précaution et au besoin une protection adaptée.



Distribué par : **Saint Bernard SAS**

80 Avenue de la Gare, 80320 ABLAINCOURT PRESSOIR

Tél : 03 22 84 15 44 / [hopifamily.com](http://hopifamily.com) / [contact@hopifamily.com](mailto:contact@hopifamily.com)

**Volume net : 250ml**

Utiliser avant : voir date et N° lot sur l'emballage.



REF : 1406210



3 180194 062101

UFI : A66V-7K5X-T270-F368  
EMB79329C